

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Número de artículo: CM0024360

Introducción

DDX31 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para WB, IF/ICC, ELISA, que reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la helicasa de caja DEAD DDX31, esencial para la biogénesis del ribosoma y la regulación de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX31 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PPP1R25; DDX31
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64794
ID de Gen	64794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 652-851 de DDX31 humano (NP_073616.6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8H2
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo