


## Anticuerpo Policlonal Anti-Desmoplaquina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Número de artículo: CM0025907



### Introducción

Valide la expresión de desmoplaquina con este anticuerpo policlonal de conejo. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Investigue uniones de desmosomas, adhesión celular y biología de piel/corazón. Blanco: P15924.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                       |
|---------------------|-----------------------------|
| Nombre del Producto | Desmoplaquina pAb de conejo |
| Observaciones/Alias | DP; DCWHKTA; Desmoplaquina  |
| Especie             | Humano                      |
| GenelD (humano)     | 1832                        |
| GenelD              | 1832                        |
| Inmunógeno          | Péptido sintético           |
| Origen              | Conejo                      |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales    |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata         |
| SWISS               | P15924                      |
| Peso Proteico       | 332kDa                      |
| Envío               | Bolsa de hielo              |