

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dgka Para Wb, Elisa - P23743

Número de artículo: CM0003924



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo DGKA para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Objetivo: diacilglicerol quinasa alfa, una enzima clave en la señalización de lípidos y el equilibrio DAG/PA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DGKA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1606
ID de Gen	1606
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del DGKA humano (NP_001336.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23743
Peso Proteico	83kDa
Envío	B>Bolsa de hielo