

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhx30 Para Wb, Elisa - Q7L2E3

Número de artículo: CM0026110



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHX30, adecuado para WB y ELISA. Reconoce DHX30 humano, de ratón y de rata. Apoya la investigación sobre el ensamblaje del ribosoma mitocondrial y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHX30 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22907
GeneID	22907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 906-1155 de DHX30 humano (NP_055781.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L2E3
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo