

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dicer1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upy3

Número de artículo: CM0006097



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta DICER1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de silenciamiento de ARN y Dicer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo DICER1
Observaciones/Alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23405
ID del Gen	23405
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPY3
Peso Molecular de la Proteína	219 kDa
Envío	Bolsa de hielo