

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dkc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60832

Número de artículo: CM0008482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DKC1 de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta DKC1 (disquerina) de humano, ratón y rata, involucrado en la pseudouridilación, biogénesis de ribosomas y mantenimiento de telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra DKC1
Anotaciones/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1736
ID del gen	1736
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del DKC1 humano (O60832).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60832
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo