

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dlg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12959

Número de artículo: CM0026706



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DLG1 humano (SAP97) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la polaridad celular, la biología sináptica y la función cardíaca.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | DLG1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de gen (Humano)  | 1739                                                                                                                              |
| ID de gen           | 1739                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del DLG1 humano (NP_004078.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q12959                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 100kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |