

Anticuerpo Policlonal Anti-Dlx5 Para Wb, Elisa - P56178

Número de artículo: CM0013656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DLX5 humano, un factor de transcripción sensible a BMP crítico para la diferenciación de osteoblastos y el desarrollo óseo. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLX5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Especie	Humano
GeneID (humano)	1749
GeneID	1749
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 al extremo C-terminal de DLX5 humano (NP_005212.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56178
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo