

Anticuerpo Policlonal Anti-Dlx6 Para Wb, Elisa - P56179

Número de artículo: CM0027384

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DLX6 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta DLX6 humano, un factor de transcripción homeobox involucrado en el desarrollo. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DLX6
Observaciones/Alias	DLX6
Especie	Humano
GeneID (humano)	1750
GeneID	1750
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 119-293 del DLX6 humano (NP_005213.3))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56179
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo