

Anticuerpo Policlonal Anti-Dmrt1 Para Wb, Elisa - Q9Y5R6

Número de artículo: CM0025327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DMRT1 humano (39kDa), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la determinación del sexo masculino, la espermatogénesis y la biología testicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMRT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DMT1; CT154; DMRT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1761
ID de Gen	1761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-373 del DMRT1 humano (NP_068770.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5R6
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo