


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adn Ligasa Iv Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

Número de artículo: CM0020581



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ADN ligasa IV humana (LIG4). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de NHEJ y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADN ligasa IV, pAb de conejo
Observaciones/Alias	LIG4S; ADN ligasa IV
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3981
ID del gen	3981
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la ADN ligasa IV humana (NP_002303.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49917
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo