

Anticuerpo Monoclonal Anti-Adn Topoisomerasa I (Top1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Número de artículo: CM0003260



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ADN topoisomerasa I (TOP1). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN topoisomerasa I (TOP1) Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	TOPI; ADN topoisomerasa I (TOP1)
Especie	Humano
ID del Gen	7150
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la ADN topoisomerasa I humana (TOP1) (P11387).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11387
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo