


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnaja3 Para Wb, Elisa - Q96Ey1

Número de artículo: CM0029837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNAJA3 (TID1, hTid-1), validado para WB y ELISA. Reconoce el DNAJA3 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de apoptosis y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9093
ID de Gen	9093
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-480 del DNAJA3 humano (NP_005138.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EY1
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo