

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnase1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Número de artículo: CM0014486

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNASE1L1 humano (DNasa X, DNasa I-like 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación de nucleasas y IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNASE1L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
Especie	Humano
ID de Gen	1774
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 de DNASE1L1 humano (NP_006721.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49184
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo