

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnlz Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sxm8

Número de artículo: CM0020468

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNLZ humano (HEP, ZIM17), una co-chaperona mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Óptimo para biología mitocondrial e investigación de chaperonas. Peso proteico: 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNLZ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	728489
GeneID	728489
Inmunógeno	Proteína recombinante de DNLZ humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5SXM8
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo