


Anticuerpo Policlonal Anti-Dock2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Número de artículo: CM0027614



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-DOCK2 validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce DOCK2 humano y de ratón (Q92608), un factor de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF) que activa RAC1/RAC2 y regula la migración de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOCK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IMD40; DOCK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1794
ID de Gen	1794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1551-1830 del DOCK2 humano (NP_004937.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92608
Peso Proteico	212kDa
Envío	Bolsa de hielo