


Anticuerpo Policlonal Anti-Dock7 Para Wb, Elisa - Q96N67

Número de artículo: CM0019599



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DOCK7 humano (Q96N67). Adecuado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. DOCK7 es un GEF de Rac1/3 involucrado en la polarización neuronal y la regulación del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOCK7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85440
GeneID	85440
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de DOCK7 humano (NP_001354490.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96N67
Peso Proteico	243kDa
Envío	Bolsa de hielo