


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Para Wb Y Elisa - O14763

Número de artículo: CM0015161



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DR5/TRAILR2/TNFRSF10B, validado para Western blot y ELISA. Específico para el receptor de muerte 5 humano, un mediador clave de la apoptosis inducida por TRAIL. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer. 48kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Especie	Humano
GeneID (humano)	8795
GeneID	8795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-440 de DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humano (NP_003833.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo