

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Drosha Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr4

Número de artículo: CM0003561



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DROSHA de alta calidad validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para la investigación de la biogénesis de miARN y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DROSHA Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 29102                                                                                                                               |
| GeneID              | 29102                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DROSHA humano (Q9NRR4). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9NRR4                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 159kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |