


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dsg2 Para Wb, Elisa - Q14126

Número de artículo: CM0023672



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Desmogleína-2 (DSG2) humana validado para Western blot y ELISA. Ideal para aplicaciones de investigación en adhesión celular, enfermedades cardíacas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DSG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDGC, CDHF5, DSG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1829
GeneID	1829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 635-935 de la DSG2 humana (NP_001934.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14126
Peso de la proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo