

Anticuerpo Policlonal Anti-Dvl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Número de artículo: CM0016444



Introducción

DVL1 Conejito pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína humana DVL1 (UniProt O14640), adecuado para ensayos WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DVL1 Conejito pAb
Observaciones/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1855
GeneID	1855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-640 del DVL1 humano (NP_004412.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14640
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo