


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dync1H1 Para Wb, Elisa - Q14204

Número de artículo: CM0021628



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DYNC1H1 validado para WB y ELISA. Específico para DYNC1H1 humano (Cadena pesada 1 de dineína citoplásmica 1, 532kDa), una proteína motora para el transporte retrógrado intracelular y el ensamblaje del huso mitótico. Ideal para investigación en biología celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DYNC1H1
Observaciones/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1778
ID del Gen	1778
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de DYNC1H1 humano (NP_001367.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14204
Peso Molecular de la Proteína	532kDa
Envío	Bolsa de hielo