


Anticuerpo Monoclonal Anti-E-Cadherina Para Ihc-P, Elisa - P09803

Número de artículo: CM0010079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra E-cadherina (98 kDa, SWISS P09803). Validado para IHC-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre adhesión celular y epitelios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón contra E-cadherina
Observaciones/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-cadherina
Especie	Ratón
GeneID (humano)	999
GeneID	12550
Inmunógeno	Proteína recombinante de E-cadherina de ratón
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09803
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo