

Anticuerpo Policlonal Anti-E-Cadherina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Número de artículo: CM0026248



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la E-cadherina humana (CDH1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacción cruzada con ratón y rata. 97 kDa. Ideal para investigación de adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E-Cadherina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherina
Especie	Humano
ID del Gen	999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-622 de la E-cadherina humana (NP_004351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12830
Peso Molecular	97kDa
Envío	Bolsa de hielo