

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ears2 Para Wb, Elisa - Q5Jph6

Número de artículo: CM0018308

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la EARS2 humana (glutamil-tRNA sintetasa mitocondrial). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para investigaciones sobre traducción mitocondrial y aminoacil-tRNA sintetetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EARS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSE1; gluRS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
Especie	Humana
ID del gen	124454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-220 de la EARS2 humana (NP_001295140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q5JPH6
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo