


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60869

Número de artículo: CM0019948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EDF1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de diferenciación endotelial y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validated] EDF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8721
GenelD	8721
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-148 de EDF1 humano (NP_003783.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60869
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo