


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eef1D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P29692

Número de artículo: CM0018764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de elongación 1-delta (EEF1D), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Relevante para la investigación de síntesis de proteínas, regulación de la transcripción y respuesta a choque térmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	EEF1D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1936
GeneID	1936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de EEF1D humano (NP_001123529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29692
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo