


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efnb1 Para Wb, Elisa - P98172

Número de artículo: CM0014096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra EFNB1 humano (Ephrin-B1), adecuado para Western blot y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para investigar el desarrollo neuronal, vascular y epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFNB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; EIk-L; LERK2; EFNB1
Especie	Humano
ID de Gen	1947
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 259-346 de EFNB1 humano (NP_004420.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P98172
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo