

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eftud2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Número de artículo: CM0004978



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EFTUD2 validado para la detección de EFTUD2 humano (componente del espliceosoma, núcleo) en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudios de empalme de ARN pre-mensajero.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] EFTUD2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MFDm; MFDGA; Snul14; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de EFTUD2 humano (NP_004238.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15029
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo