


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Eif3K Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubq5

Número de artículo: CM0025506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EIF3K, validado para Western blot, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de iniciación de la traducción y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3K Rabbit pAb
Notas/Alias	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27335
GeneID	27335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de la EIF3K humana (NP_037366.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBQ5
Peso Molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo