

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elp2 Para Wb, Elisa - Q6Ia86

Número de artículo: CM0016562



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ELP2 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo elongador y la modificación de tRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	StlP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Especie	Humano
ID de Gen	55250
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-600 de ELP2 humano (NP_001229808.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6IA86
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo