


Anticuerpo Policlonal Anti-Emc8 Para Wb, Elisa - O43402

Número de artículo: CM0013082



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EMC8 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Forma parte del complejo EMC, esencial para la inserción de proteínas de membrana; adecuado para la investigación del retículo endoplasmático y el tráfico de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	EMC8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Especie	Humana
ID génico (humano)	10328
ID génico	10328
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de EMC8 humano (NP_006058.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	O43402
Peso proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo