

Anticuerpo Policlonal Anti-Emx1 Para Wb Y Elisa - Q04741

Número de artículo: CM0024508

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EMX1 humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta una proteína de 31 kDa en la corteza cerebral humana; presenta reacción cruzada con ratón. Apoya la investigación en neurociencia del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EMX1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	EMX1
Especie	Humano
GeneID	2016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-190 de EMX1 humano (NP_004088.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón
SWISS	Q04741
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo