

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eno1 Para Wb, Elisa - P06733

Número de artículo: CM0002911



Introducción

El mAb de conejo ENO1 (P06733) detecta la alfa-enolasa en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para Western blot y ELISA, dirigido contra una proteína de 47 kDa. Adecuado para estudios de glucólisis, cáncer y fibrinólisis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo ENO1
Observaciones/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2023
ID de Gen	2023
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ENO1 humano (P06733)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06733
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo