

Anticuerpo Monoclonal Anti-Entpd5 De Conejo Para Wb, Elisa - 075356

Número de artículo: CM0002478

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ENTPD5 (CD39L4/PCPH) humano, adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la UDPasa del RE en el plegamiento y control de calidad de glucoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENTPD5 Rabbit mAb
Notas/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDasa-5; ENTPD5
Especie	Humano
GeneID	957
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de la ENTPD5 humana (075356).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	075356
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo