

Anticuerpo Policlonal Anti-Entpd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075354

Número de artículo: CM0023026

Introducción

El ENTPD6 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal obtenido contra la proteína ENTPD6 humana (aa 61-300). Validado para WB, IHC-P y ELISA, reconoce la ENTPD6 de humano, ratón y rata, una nucleósido difosfatasa de membrana del Golgi implicada en la hidrólisis de nucleótidos y la glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENTPD6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDasa-6; dj738P15.3; ENTPD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	955
GeneID	955
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-300 de la ENTPD6 humana (NP_001304870.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75354
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo