


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Envoplaquina (Evpl) Para Wb, Elisa - Q92817

Número de artículo: CM0016927



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la envoplaquina humana (EVPL), validado para Western blot y ELISA. Detecta la EVPL humana, de ratón y de rata, una proteína de la envoltura cornificada implicada en la diferenciación terminal de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EVPL pAb de conejo
Observaciones/Alias	EVPK; EVPL
Especie	Humana
GeneID (humano)	2125
GeneID	2125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1784-2033 de la EVPL humana (NP_001979.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q92817
Peso de la proteína	232 kDa
Envío	Bolsa de hielo