

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epha3 Para Wb, Elisa - P29320

Número de artículo: CM0027985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-EPHA3 validado para WB y ELISA. Reacciona con EPHA3 humano, de ratón y de rata (110 kDa). Adecuado para estudios de señalización del receptor efrina, adhesión celular y procesos del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2042
GeneID	2042
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-545 del EPHA3 humano (NP_005224.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29320
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo