


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Efrina A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20827

Número de artículo: CM0011805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Efrina A1 humana (B61, LERK-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para aplicaciones de investigación en angiogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Efrina A1
Observaciones/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Efrina A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1942
ID del Gen	1942
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Efrina A1 humana (P20827).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20827
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo