

Anticuerpo Monoclonal Anti-Efrina B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52799

Número de artículo: CM0003489



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la efrina B2 humana (EFNB2). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de angiogénesis, neurodesarrollo y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Efrina B2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; efrina-B2; Ephrin B2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1948
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de EFNB2 humana (P52799)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52799
Peso Proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo