


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ephx2 Para Wb Y Elisa - P34913

Número de artículo: CM0002501



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la EPHX2 humana. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar vías del metabolismo lipídico y de desintoxicación de xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo EPHX2
Observaciones/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2053
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la EPHX2 humana (P34913)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P34913
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo