

Anticuerpo Policloonal Anti-ErbB3/Her3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número de artículo: CM0017749



Introducción

Anticuerpo policloonal Anti-ErbB3/HER3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con ErbB3/HER3 de humano, ratón y rata. Se dirige a una receptor tirosina quinasa de neuregulina importante en la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ErbB3/HER3 Rabbit pAb
Notas/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2065
ID de Gen	2065
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-285 de la ErbB3/HER3 humana (NP_001973.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21860
Peso de la Proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo