

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erp29 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30040

Número de artículo: CM0003621



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ERp29 humano (ERp28/ERp31), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del plegamiento de proteínas del retículo endoplásmico y la vía secretora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERp29 Rabbit mAb
Observaciones / Alias	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10961
GeneID	10961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-102 de la ERp29 humana (P30040).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30040
Peso molecular de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo