

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erp44 Para Wb Y Elisa - Q9Bs26

Número de artículo: CM0026870



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERP44 validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de retención de proteínas en el retículo endoplásmico, plegamiento oxidativo y señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERP44 Rabbit pAb
Notas/Alias	PDIA10; TXNDC4; ERP44
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23071
ID del gen	23071
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-406 de la ERP44 humana (NP_055866.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BS26
Peso molecular de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo