


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor De Estrógeno Beta Para Wb, Elisa - Q92731

Número de artículo: CM0030239



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Receptor de Estrógeno beta humano (ER-beta, ESR2). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al receptor de hormonas nucleares involucrado en la señalización de estrógenos en tejidos reproductivos y otros. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Estrógeno beta pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Receptor de Estrógeno beta
Especie	Humano
ID de Gen	2100
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92731
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo