

Anticuerpo Policlonal Anti-Etv6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Número de artículo: CM0022680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETV6 (TEL) humano para WB, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. ETV6 es un represor transcripcional implicado en la hematopoyesis y la transformación maligna. Ideal para estudios sobre cáncer y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra ETV6
Observaciones/Alias	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
Especie	Humano
GeneID (humano)	2120
GeneID	2120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ETV6 humano (NP_001978.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41212
Peso molecular	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo