


Anticuerpo Policlonal Anti-F13A1 Para Wb, If-P, Elisa - P00488

Número de artículo: CM0012896



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena A del factor XIII de coagulación (F13A1) para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Estabiliza coágulos de fibrina mediante actividad transglutaminasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	F13A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	F13A; F13A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2162
GeneID	2162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-732 de F13A1 humano (NP_000120.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00488
Peso Molecular	83kDa
Envío	Bolsa de hielo