

Anticuerpo Monoclonal Anti-Faah1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000519

Número de artículo: CM0012154

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FAAH1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con FAAH1 (63 kDa) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización endocannabinoide y lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo FAAH1
Observaciones/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2166
ID del Gen	2166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-579 de FAAH1 humano (O00519).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00519
Peso Molecular de la Proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo