


Anticuerpo Policlonal Anti-Fabp4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Número de artículo: CM0014080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FABP4 humana (proteína de unión a ácidos grasos de adipocitos, aP2). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de transporte de lípidos y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FABP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	2167
ID del Gen	2167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 de la FABP4 humana (NP_001433.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15090
Peso de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo