

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fah Para Wb, Elisa - P16930

Número de artículo: CM0015210

Introducción

El pAb de conejo FAH es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra la FAH humana de longitud completa. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con la FAH humana, de ratón y de rata. Ideal para el estudio del catabolismo de la tirosina y las enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAH pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2184
GeneID	2184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 de la FAH humana (NP_000128.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16930
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo